

YZ5G 裂隙灯显微镜



该款产品是我公司功能最齐全的基本型裂隙灯，荟萃了三十余年加工工艺的精华，体现了先进的设计理念，在国内和国际市场上深受好评。

产品特点

- ◆ 光斑直径，裂隙长度达到 14mm, 能更全面地观察眼部情况。
- ◆ 光学镜片采用进口材料制作，降低光学畸变，清晰度和景深显著提高。
- ◆ 所有镜片经过多层防反射，防潮和防霉镀膜处理，始终保持良好的光学效果。
- ◆ 光源采用进口灯泡，发热量小，亮度高，光斑均匀。
- ◆ 物镜五档转鼓变倍，其中 40 倍的放大倍率可以观察到巩膜血管的血流情况。
- ◆ 采用可视化装校工艺，光学质量稳定，使用寿命长。
- ◆ 在照明光路上增添了防紫外线滤片，使患者检查时更安全。
- ◆ 所有接口可连接符合国际标准的附件。

技术参数

类 型	平行夹角式（伽利略型）
改变倍率形式	5 档变倍
目 镜	12.5×
总倍率及视场	6×（ ϕ 33）、10×（ ϕ 22.5）、16×（ ϕ 14）、25×（ ϕ 8.8）、40×（ ϕ 5.5）
瞳距调节范围	55mm~75mm
屈光度调节	-5D~+3D
裂隙宽度	0~14mm
裂隙高度	1mm~14mm 连续可调
裂隙角度	0° ~180° 旋转，垂直到水平方向连续可调
裂隙倾斜	5°、10°、15°、20°，四档可调
光斑直径	ϕ 14mm、 ϕ 10mm、 ϕ 5mm、 ϕ 2mm、 ϕ 1mm、 ϕ 0.2mm
滤色片	隔热片、减光片、无赤片、钴兰片
照明灯泡	12V/30W 卤钨灯泡
最大照度	\geq 28 万 Lx