

YZ5H1 裂隙灯



**技术参数**

类型	平行交角式
变倍形式	转鼓式 5 级变倍
目镜	12.5X
总倍率及视场	6* $\varnothing$ 33 mm、10* $\varnothing$ 22.5 mm、16* $\varnothing$ 14 mm、25* $\varnothing$ 8.8、40* $\varnothing$ 5.5 mm
瞳距调节范围	55mm~75mm
屈光度调节	-5D~+3D
裂隙宽度	0mm~9mm 连续可调（在 9mm 时，裂隙呈圆形）
裂隙高度	1mm~8mm 连续可调
裂隙角度	0~180 度由垂直到水平方向连续可调

苏州六六视觉科技股份有限公司

地址: 江苏省苏州市姑苏区大儒巷 34 号

网址: [www.66vision.com](http://www.66vision.com)

裂隙倾斜	5 度, 10 度, 15 度, 20 度 四档
光斑直径(mm)	Ø9、Ø8、Ø5、Ø3、Ø2、Ø1、Ø0.2、Ø0.015
滤色片	隔热片、减光片、无赤片、钴兰片
照明灯泡	6V20W 卤钨灯泡
最大照度	大于 120000Lx
输入电压	AC110/220V
电气安全标准	执行标准 IEC601-1、I 类 B 型
可选配附件	R 型、T 型压平眼压计、测量目镜、三面镜、前房角镜（单面镜或四面镜）、眼底接触镜、非球面镜、示教设备

66 VISION TECH CO.,LTD