

## YZ5H2 裂隙灯



### 技术参数

类型	平行交角式
变倍形式	转鼓式 5 级变倍
目镜	12.5×
总倍率及视场	6× (φ 33mm)、10× (φ 22.5mm)、16× (φ 14mm)、25× (φ 8.8mm)、40× (φ 5.5mm)
瞳距调节范围	55mm~75mm
屈光度调节	-5D~+3D
裂隙宽度	0mm~14mm 连续可调 (在 14mm 时, 裂隙呈圆形)
裂隙高度	1mm~14mm 连续可调
裂隙角度	0~180 度由垂直到水平方向连续可调
裂隙倾斜	5°、10°、15°、20°

光斑直径 (mm)	φ 14mm、φ 10mm、5mm、φ 2mm、φ 1mm、φ 0.2mm、φ 0.015m
滤色片	隔热片、减光片、无赤片、钴兰片
照明灯泡	12V/30W 卤钨灯泡
最大照度	大于 120000Lx
输入电压	AC110/220V
电气安全标准	执行标准 IEC601-1、I 类 B 型
可选配附件	R 型、T 型压平眼压计、测量目镜、三面镜、前房角镜（单面镜或四面镜）、眼底接触镜、非球面镜、示教设备

66 VISION TECH CO.,LTD