

YZ5J 裂隙灯显微镜



YZ5J 裂隙灯显微镜是 YZ5F 的简化版，是专门为了满足视光检查而推出的产品，操作简单，价格适中。

产品特点

- ◆ 物镜两档变倍，可获得 10X, 16X 两种放大倍率。
- ◆ 采用进口材料制作滤色片，达到国际知名品牌水准，更符合临床观察要求。
- ◆ 采用可视化装校工艺，能精细调节每一个镜片的定位，排除人为因素对光路系统的影响，光学质量稳定。

技术参数

显微镜类型	交角体式
变倍形式	两档变倍
目镜	10×
总倍率及视场	10× (φ 18mm)、16× (φ 14.5mm)
瞳距调节范围	55mm~82mm
屈光度调节	±6D
裂隙宽度	0~9mm 连续可调
裂隙高度	1mm~8mm 连续可调
裂隙角度	0° ~180° 连续可调
裂隙倾斜	—
光斑直径	φ 9mm、φ 8mm、φ 5mm、φ 3mm、φ 2mm、φ 1mm、φ 0.2mm
滤色片	隔热片、减光片、无赤片、钴兰片
照明灯泡	12V/30W 卤钨灯泡
最高照度	≥22 万 Lx